




# MEDLANCE<sup>®</sup> *plus*

Różnorodność wersji  
i niewielki korpus

## NAKŁUWACZE BEZPIECZNE MEDLANCE<sup>®</sup> PLUS

Sterylny wyroby medyczne  
jednorazowego użytku przeznaczone  
do pobierania próbek krwi kapilarnej

## Przeznaczenie produktu

Nakłuwacze bezpieczne **Medlance® Plus** są sterylnymi wyrobami medycznymi jednorazowego użytku przeznaczonymi do pobierania próbek krwi kapilarnej. Mogą być stosowane przez wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia.

## Właściwości produktu

### Różnorodność wersji

Różne wersje produktu spełniające określone potrzeby użytkowników - pracowników służby zdrowia

Wyraźne oznaczenie danej wersji kolorami w celu właściwego rozróżnienia rozmiaru produktu


### Niewielki korpus

Aktywacja przy zetknięciu, brak konieczności wcześniejszego ładowania

Obsługa w dwóch krokach - oznaczająca minimalne przeszkolenie użytkownika i czas przeznaczony na wykonanie badania krwi

Mechanizm wycofania igły zaprojektowany tak, aby zapobiegać przypadkowym nakłuciom przed i po użyciu

Poręczna wielkość produktu ułatwiająca jego obsługę



**Zranienia ostrymi narzędziami** narażają pracowników służby zdrowia na patogeny przenoszone przez krew. Agencja Centers for Disease Control and Prevention (CDC) szacuje, że rocznie w szpitalach dochodzi do około 385 000 zranień ostrymi narzędziami u pracowników służby zdrowia.

Ocenia się, że około połowa lub więcej zranień ostrymi przedmiotami nie jest raportowana. Większość zgłoszonych zranień ostrymi narzędziami dotyczy pielęgniarek, lecz narażeni na podobne urazy są również pracownicy laboratoriów, lekarze, dozorczy, studenci medycyny i inni pracownicy służby zdrowia.

Do zranień ostrymi narzędziami może dojść przed użyciem, podczas używania lub nawet po użyciu ostrego narzędzia i nadal stanowią one poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.

## Zranienia ostrymi narzędziami — fakty

**„Ponad 80% przypadkowych nakłuć igłą można uniknąć dzięki zastosowaniu bezpieczniejszych urządzeń z igłą, które w połączeniu z edukacją pracowników oraz kontrolą bezpieczeństwa pracy mogą zredukować częstość zranień o ponad 90%!”**


Firma HTL-STREFA wytwarza produkty bezpieczne mające na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie ryzyka narażenia na kontakt z patogenami przenoszonymi przez krew.

Nakłuwacze bezpieczne, w tym **Medlance® Plus**, stanowią integralną część programów zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w szpitalach, przychodniach, laboratoriach, gabinetach lekarskich i wszędzie tam, gdzie zarówno pacjenci, jak i personel medyczny, muszą czuć się bezpiecznie.


**Stosowanie nakłuwaczy bezpiecznych pozwala na zminimalizowanie zranień ostrymi narzędziami i zakażeń.**

*\*Szacunki WHO oparte na raporcie agencji CDC*


## Jak używać nakłuwacza Medlance® Plus:



Odkręcić i zdjąć nasadkę ochronną.



Mocno przycisnąć nakłuwacz **Medlance® Plus** do miejsca nakłucia, aby aktywować urządzenie.



Delikatnie, rytmicznie naciskać obszar wokół miejsca nakłucia, aby pobrać wymaganą objętość krwi. Wyrzucić zużyty nakłuwacz bezpieczny do pojemnika na ostre przedmioty, postępując zgodnie z zaleceniami obowiązującymi w danej placówce oraz przepisami krajowymi.

## Różnorodność wersji i niewielki korpus

**Medlance Plus<sup>®</sup>** jest sterylnym nakłuwaczem bezpiecznym jednorazowego użytku aktywowanym przy zetknięciu z miejscem nakłucia, przeznaczonym do pobierania próbek krwi kapilarnej.

### Dostępny w pięciu wersjach:

|                                                                                                      | Rozmiar igły/ostrza | Głębokość nakłucia |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|  <b>Super Lite</b>  | igła 30 G           | 1,2 mm             |
|  <b>Life</b>       | igła 25 G           | 1,5 mm             |
|  <b>Universal</b> | igła 21 G           | 1,8 mm             |
|  <b>Extra</b>     | igła 21 G           | 2,4 mm             |
|  <b>Special</b>   | ostrze 0,8 mm       | 2,0 mm             |

#### Literatura:

Kierunki rozwoju nakłuwaczy bezpiecznych w oparciu o potrzeby pielęgniarzek; Polska, czerwiec 2016 r., dane z badań firmy HTL-STREFA S.A. <https://www.osha.gov/needlesticks/needlefaq.html>  
Mary Foley, MS, RN, Annemarie T. Leyden, EdD, RN; American Nurses Association — Independent Study Module Needlestick Safety and Prevention; [https://www.who.int/occupational\\_health/activities/lanaism.pdf](https://www.who.int/occupational_health/activities/lanaism.pdf)

#### Polska

HTL-STREFA S.A.  
ul. Adamówek 7  
95-035 Ozorków  
[info@htl-strefa.pl](mailto:info@htl-strefa.pl)  
[www.htl-strefa.com](http://www.htl-strefa.com)



Znajdź nas na Facebooku  
[www.facebook.com/HTLSTREFA](https://www.facebook.com/HTLSTREFA)

#### USA

HTL-STREFA, Inc.  
3005 Chastain Meadows Pkwy  
Suite 300  
Marietta, GA 30066

+1 770 528 0410  
[info@htl-strefa.com](mailto:info@htl-strefa.com)  
[www.htl-strefa.com](http://www.htl-strefa.com)



553-556/ALL/11/2017  
Wyprodukowano  
w Polsce

CE 0344

Znak CE dotyczy produktu,  
nie broszury